


AVALANCHE® SI 2

Multimodaler Neuromonitor




PERFECT CONNECT
Optimal vorbereitet für die
Digitale Patientenakte mit der
einfachen Connectivity der
neuen Avalanche® Generation.



Made by

langermedical

handke medizintechnik gmbh



AVALANCHE®SI 2

zur lückenlosen N. recurrens Überwachung

Der AVALANCHE®SI 2 stimuliert permanent im Hintergrund den N. vagus. Kritische Signalveränderungen werden bemerkt, bevor ein Schaden z. B. bei der Dehnung des N. laryngeus recurrens, entstehen kann.

Die Einstellungen bieten die Möglichkeiten einen Trend für den Langzeitverlauf der besonders beachtenswerten Messgrößen Amplitude und Latenz anzeigen zu lassen. Ebenso einstellbar sind Warnsignale, die dem Operationsteam ein ständiges Gefühl der Sicherheit geben.

Einen besonderen praktischen Nutzen zieht der Avalanche®SI 2 daraus, dass er auch aus dem OP-Feld heraus mittels Sterilfolie bedienbar ist.


Neue Funktionen • mehr Leistung • sichere Konnektivität



One-Touch-Report



Schilddrüse



Carotis



HNO




Wirbelsäule

Produkte für Ihre Schilddrüsen-Chirurgie:

Made by **langer**medical

Saxophonelektrode®




Stimulationssonde




Elektrodentubus



Tubuselektrode



handke medizintechnik gmbh



Ihr Partner für innovative OP-Technik
Ihr Partner für innovative OP-Technik
Ihr Partner für innovative OP-Technik
Ihr Partner für innovative OP-Technik

Neuheiten des AVALANCHE®SI 2

- Multimodales Neuromonitoringsystem – weitere Applikationen können ergänzt werden.
- Verbesserte Connectivity und höhere Datensicherheit durch Windows 10 IoT.
- Neueste Touchscreen-Technologie mit hygieneoptimierter Glasfront.
- Brillante Schärfe und Farbdarstellung im OP.
- Erweiterte Dokumentation - Trends im Report.
- Vereinfachte Anbindung in das Klinikinformationssystem über LAN und WLAN.



handke medizintechnik gmbh

EXKLUSIV - **14** JAHRE PARTNERSCHAFT

langermedical

handke medizintechnik gmbh
hmt



Gottlieb-Daimler-Str. 11
30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0
fax +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de